

CEM IMPLANT..™



Безвенольний композитний цемент для фіксації коронок з опорою на імпланти

Показання:

Cem-Implant – це безвенольний композитний цемент для тимчасової та постійної фіксації ортопедичних конструкцій з опорою на імпланти.

Інструкції з використання:

1. Перевірте припасування, оклюзію та міжпроксимальні контакти протезної конструкції. Виконайте фінішну обробку.
2. Висушіть та ізолюйте підготовлені абатменти. Повністю висушувати абатменти не обов'язково, однак явні забруднення необхідно видалити.
3. Переконайтеся, що внутрішня поверхня протезної конструкції чиста й суха. Для того, щоб уможливити в майбутньому зняття конструкції з опорою на імпланти, змастіть поверхню абатмента тонким шаром гелю «K-Y®» або іншого змащувального матеріалу на водній основі.
4. Видавіть невелику кількість матеріалу зі шприца перед тим, як приєднати насадку. Встановіть нову насадку на двотубний шприц цементу Cem-Implant та знову видавіть невелику кількість матеріалу. Це забезпечить рівномірний витік бази та каталізатора. Видавіть цемент тонким шаром безпосередньо на внутрішню поверхню протезної конструкції. Робочий час складає 45 – 60 секунд.
5. Встановіть коронку, утримуйте її самостійно або попросіть пацієнта злегка прикусити ватний валик до завершення початкового етапу твердіння цементу, який настає через 2 – 2,5 хвилини. На цьому етапі цемент набуває гумоподібної консистенції і його надлишки можна легко видалити. Це необхідно зробити до моменту остаточного твердіння.
6. Остаточне твердіння відбувається через 4 – 5 хвилин, залежно від умов.

Інструкції з використання версії для ручного змішування (Hand mix):

1. Видавіть необхідну кількість бази та каталізатора в рівній пропорції на поверхню для змішування.
2. Чистим шпателем або іншим інструментом змішайте обидва компоненти до набуття сумішшю однорідної пастоподібної консистенції.

3. Шпателем або щіточкою нанесіть суміш тонким шаром на очищену внутрішню поверхню протезної конструкції. Робочий час від початку замішування складає приблизно 45 секунд.
4. Встановіть коронку, утримуйте її в одному положенні самостійно або попросіть пацієнта злегка прикусити ватний валик до завершення початкового етапу твердіння цементу, який настає через 2 – 2,5 хвилини. На цьому етапі цемент набуває гумоподібної консистенції і його надлишки можна легко видалити.
5. Остаточне твердіння відбувається через 4 – 5 хвилин після установки протезної конструкції.

Застереження:

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. При виникненні алергічної реакції припиніть використання матеріалу, припиніть контакт пацієнта з продуктом та направте пацієнта до лікаря. Важливо: достатньо використати невелику кількість цементу Cem-Implant розміром із намистинку, розподіливши цемент по краях конструкції. Це особливо стосується конструкцій високої ретенції, які самі по собі надійно утримуються на місці. Використання меншої кількості матеріалу означає менші фінансові затрати та полегшує процес зняття конструкцій.

Основні інгредієнти:

- Багатофункціональні метакрилати
- Уретан диметакрилат
- Активатор реакції полімеризації

Умови зберігання:

- Зберігайте в холодильнику.
- Тільки для використання лікарями-стоматологами.

Гель «K-Y»® не є зареєстрованою торговою маркою компанії B.J.M. Laboratories Ltd.



B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park
Or-Yehuda 6022011, ISRAEL
Fax: 972-3-7353020
web: www.bjmlabs.com

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua



UA-TR-101



0425

BJM LAB

2INS086BJM UA Rev.3 05/2019