

PORCELAIN FIX™

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

ВJM Porcelain Fix використовується при необхідності отримання адгезії композиту до кераміки. Його слід використовувати у наступних випадках:

- Підготовка керамічних коронок, вінірів та накладок до цементування.
- Підготовка керамічних або металокерамічних коронок зі сколами до відновлення.

ВЛАСТИВОСТІ:

ВJM Porcelain Fix – це повний набір для підготовки керамічних вінірів, накладок та інших керамічних конструкцій зі сколами до відновлення. Він складається з Porcelain Etch та Porcelain Silane. Porcelain Etch – це в'язкий буферизований гель на основі плавикової кислоти, який протравлює усі види кераміки з утворенням пористої поверхні, що забезпечує міцний механічний зв'язок із композитними матеріалами. Porcelain Silane – це однокомпонентний силан, який після нанесення на протравлену кераміку покращує бондинг та забезпечує довговічність.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КЕРАМІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ДО БОНДИНГУ:

1. Якщо Ви збираєтесь проводити процедуру у ротовій порожнині, ізолюйте зону, що буде протравлюватися, за допомогою кофердаму.
2. При підготовці пошкоджених керамічних коронок до ремонту насамперед обробіть поверхню керамічної коронки бором середньої зернистості, щоб зняти глазурований шар та забезпечити простір для нанесення необхідного шару композиту, який надасть міцності та естетики. Змийте залишки великою кількістю води та висушіть струменем повітря без домішок води та мастила.

3. Нанесіть Porcelain Etch зі шприца на поверхню кераміки. Залиште матеріал на 60 секунд.
4. Ретельно промийте поверхню кераміки водою, щоб повністю видалити протравлювач та добре висушіть. Протравлена поверхня повинна мати матовий білий колір. Якщо це не так, повторіть процедуру протравлювання.
5. Нанесіть шприцом Porcelain Silane на протравлену керамічну поверхню. Добре висушіть струменем повітря без домішок води та мастила.

Примітка: процедура бондингу крок за кроком описана в ілюстрованих картах до адгезивного цементу High-Q-Bond Resin Cement.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТУ

2 роки з дати виробництва за умови зберігання при температурі, що не перевищує 24°C.

УВАГА

ВJM Porcelain Etch треба використовувати дуже обережно. Уникайте контакту з м'якими тканинами порожнини рота, шкірою та очима. У разі випадкового контакту цих тканин із матеріалом, змийте його великою кількістю води та терміново зверніться за відповідною медичною допомогою.

При проведенні процедури у ротовій порожнині ми наполегливо радимо ізолювати зону протравлювання кофердамом.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Porcelain Etch

- плавикова кислота: 8.0%
- вода: 90.5%
- ксантанова смола: 1.5%

Porcelain Silane

- етиловий спирт: 97.0%
- гліцидоксипропілтриметил оксисилан: 3.0%

B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park
Or-Yehuda 6022011, ISRAEL
Fax: 972-3-7353020
web: www.bjmlabs.com

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua

