

Perfect™

ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Десенсибілізатор PERFECT призначений:

- Для усунення болю у відкритих пришийкових ділянках, які не потребують реставрації.
- Для полегшення або запобігання чутливості дентину після препарування зубів під час виготовлення прямих і непрямих реставрацій.

ВЛАСТИВОСТІ:

Десенсибілізатор PERFECT використовується для лікування надчутливого дентину. Ефект досягається завдяки осаджуванню білків плазми, що знижує проникність дентину та закупорює периферійні дентинні каналці. Він сповільнює потік рідини (що є причиною чутливості) через каналці.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ДЕНТИНУ

Лікування гіперчутливості поверхонь дентину призначають тільки у разі сильної больової реакції на теплові, осмотичні або тактильні подразники.

При помірному болю слід використовувати альтернативні методи лікування, такі як десенсибілізаційні зубні пасти.

1. Очистіть дентин (наприклад, пемзою для чищення), за необхідності зробіть місцеву анестезію. Промийте водою.
2. Захистіть слизові оболонки кофердамом. Переконайтеся, що десенсибілізатор PERFECT контактує тільки з ділянкою, яка потребує лікування.
3. Нанесіть невелику кількість десенсибілізатора PERFECT на поверхню дентину ватною кулькою або пензликом та залиште на 30-60 секунд.
4. Потім ретельно висушіть поверхню струменем повітря, поки плівка рідини не зникне і поверхня більше не блищатиме.
5. Ретельно промийте водою.

ЛІКУВАННЯ ДЕНТИНУ, ВІДПРЕПАРОВАНОГО ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ

1. Захистіть слизові оболонки кофердамом.
2. Глибокі порожнини та/або ділянки поряд із пульпою покрийте відповідною прокладкою перед нанесенням десенсибілізатора.
3. Видаліть вологу з відпрепарованого дентину струменем повітря під невеликим тиском.
4. Нанесіть десенсибілізатор PERFECT ватною кулькою та залиште на 30-60 секунд. Переконайтеся, що нанесли тільки необхідну мінімально можливу кількість, і що матеріал контактує лише з ділянкою, яка підлягає лікуванню.
5. Обережно просушіть поверхню дентину струменем повітря.
6. Ретельно змийте водою, використовуйте слиновідсмоктувач.
7. Перейдіть до адгезивної підготовки чи цементування (на ваш вибір) та завершіть реставрацію.

 **B.J.M. Laboratories Ltd.**
12 Hassadna St., Industrial Park
Or-Yehuda 6022011, ISRAEL
Fax: 972-3-7353020
web: www.bjmlabs.com



Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»

вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м.Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua

Perfect™

ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

УВАГА:

Десенсibilізатор PERFECT призначений тільки для використання лікарями-стоматологами.

- Небезпечний, містить глутардіальдегід, 2-гідроксиетилметакрилат.
- Це речовина, що викликає місцеве подразнення та має токсичну дію.
- Завжди слід застосовувати відповідні запобіжні заходи перед використанням десенсibilізатора PERFECT.
- Для лікування використовуйте лише мінімально необхідну кількість.
- Шкідливий при вдиханні.
- Подразнює дихальні шляхи.
- Подразнює шкіру.
- Є ризик серйозного пошкодження очей.
- Може викликати підвищену чутливість при вдиханні.
- Може викликати підвищену чутливість при контакті зі шкірою.
- У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Одягайте спеціальні рукавички.
- Перед використанням одягайте захисні окуляри та захищайте очі пацієнта від крапель матеріалу.
- Не вдихайте пари / бризки.
- Уникайте контакту зі шкірою.

Десенсibilізатор PERFECT не можна використовувати:

- Якщо неможливо вдатися до необхідних заходів безпеки або неможливо застосувати вказану методику використання.
- Якщо у пацієнта алергія на будь-який з інгредієнтів, що містяться у десенсibilізаторі PERFECT.
- Якщо є біль через пульпіт.
- Якщо відкрита пульпа або перфорований дентин, який оточує пульпу.

Подразнення пульпи може спостерігатися за наявності глибоких порожнин без належного захисту пульпи.

Ділянки порожнин поряд із пульпою необхідно покрити відповідною лайнерною прокладкою перед нанесенням десенсibilізатора.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:

- Багатофункціональні мономери.
- Глутардіальдегід
- Вода.

ЗБЕРІГАННЯ:

- Не зберігайте при температурі вище 24°C.
- Зберігайте в холодильнику.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не заморожуйте.
- Отримати SDS можна за адресою www.bjmlabs.com.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності (див. попередження на етикетці).
- Термін придатності 2 роки з дати виробництва.