

Prima 2000™

Single step bonding agent

For professional dental use only

EN INDICATIONS

- Direct bonding of composite restorations.
- Direct bonding of Core Build-Up.
- Adhesive cementation of crowns and bridges, inlays and onlays.

PROPERTIES

- 5th generation dentin and/or enamel bonding agent.
- Combines primer and adhesive into a single component for ease of application.
- Compatible with all common dental etching materials and forms an excellent bond with dentin and enamel.
- Compatible with any self-cure or light-cure composites, compomer restorative materials, and composite resin cements available on the market.
- Studies have demonstrated that Prima 2000 can deliver more than 35 MPa shear bond strength to etched enamel and more than 20 MPa shear bond strength to etched dentin.
- Scanning electron micrographs indicates that Prima 2000 application forms the essential hybrid zone with dentin.
- marketed since 1997 with no changes in formula. No complaints of any health-related or chemical performance issues were received.

CAUTION!

- Requires a calcium hydroxide liner/base when working near the pulp!
- Contains polymerizable monomers which may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons. Wash thoroughly with soap and water after contact. If skin sensitization occurs, or if known allergy to methacrylate resin exists, discontinue use.
- Polymerization may be triggered by ambient lighting or the dental operator light. Tightly recap the bottle after use.
- Contains materials which: highly flammable / sensitive to light / irritating to eyes / irritating to respiratory system and skin / may cause sensitization by skin contact. For complete symbols guide see below.

COMPOSITION

Essential ingredients	% wt.	Essential ingredients	% wt.
Multifunctional methacrylates	<30%	Acetone	<50%
Multifunctional monomers	<10%	Ethanol	<10%
Urethane dimethacrylate	<10%	Adhesive accelerator	<5%
Photoinitiators	<1%	Filler	<1%



FILLER CONTENT

The filler system comprises:
0.5-1 weight-% or 0.1-0.5 volume-%.
The particle size of the fillers range: <6 um.

INSTRUCTIONS FOR USE

Tooth Preparation:

Prepare the tooth according to clinical requirements.



Etching / Mordançaço / Grabado / Mordenzatura / Condicionamento / Ätzen: Wytrawianie / Gravare / Αδρονολογή.

Application / Application / Aplicación / Applicazione / Aplicação / Auftragen / Nakładanie kleju / Aplicarea / Εφαρμογή του Prima 2000.

Etching:

1. Etch dentin for 5-10 seconds. For enamel, etch for 20-30 seconds using Q-Etch for both enamel and dentin.
2. Rinse with a spray of oil-free water for 5-10 seconds.
3. Blot dry excess moisture from the surface. Verify that the surface has no visible moisture.

Application of Prima 2000:

1. Dispense Prima 2000 directly onto a brush or a microbrush by holding the brush tip directly under the nozzle of the tilted bottle.
2. Apply ample amount of Prima 2000, leave undisturbed for 15 seconds.
3. Remove solvents with a gentle air flow for at least 15 seconds or until no visible movement of the resin is noted. If the surface appears partially coated, apply additional material and dry again.
4. Tightly re-cap bottle after use.
5. Light-cure Prima 2000 for 20 seconds with a light-cure unit.

If the restoration retention area lies primarily within dentin, apply a second layer of Prima 2000, remove solvents immediately and light cure for 20 seconds.

6. For light-inaccessible procedures, Prima 2000 can be self-cured by utilizing the Auto-Cure Activator. Mix equal number of drops of Prima 2000 and Auto-Cure Activator in a clean mixing well and proceed with step No.2.

7. Restore with light-cure or self-cure composite resin of your choice or cement restoration with composite resin cement.

STORAGE AND DISPOSAL

- Do not store above 24°C (75°F).
- Keep product in original packaging.
- Keep away from direct sunlight.
- For optimum freshness, keep refrigerated.
- Do not freeze.
- To obtain SDS or IFU visit www.bjmlabs.com.
- Do not use after expiration date. See expiry date on the label.
- Shelf life is 2 years after the date of manufacturing.
- Empty product can be safely disposed after use in an intended regular waste container. The product does not require special disposal instructions or precautions and is harmless to the environment.

Prima 2000™

Produit de scellement en une seule étape

Uniquement à usage dentaire par des professionnels

FR INDICATIONS

- Scellement direct des restaurations en composite.
- Scellement direct de la reconstruction du noyau.
- Cimentation adhésive des couronnes et des ponts, des inlays et des onlays.

PROPRIETES

- Produit de scellement de la dentine et/ou de l'émail de 5ème génération.
- Combine l'apprêt et l'adhésif en un seul composant pour faciliter l'application.
- Compatible avec tous les matériaux de mordançaço dentaire courants et forme un excellent scellement avec la dentine et l'émail.
- Compatible avec tous les composites autopolymérisables ou photopolymérisables, les matériaux de restauration en compomère et les ciments de résine composite disponibles sur le marché.
- Des études ont démontré que Prima 2000 peut offrir une résistance au cisaillement de plus de 35 MPa à l'émail mordancé et de plus de 20 MPa à la dentine mordancée.
- Les micrographies électroniques à balayage indiquent que l'application de Prima 2000 forme la zone hybride essentielle avec la dentine.
- Commercialisé depuis 1997 sans changement de formule. Aucune plainte concernant des problèmes de santé ou de performance chimique n'a été reçue.

ATTENTION!

- Nécessite un revêtement/une base d'hydroxyde de calcium lorsqu'on travaille près de la pulpe!
- Contient des monomères polymérisables qui peuvent provoquer une dermatite de contact allergique chez les personnes sensibles. Se laver soigneusement à l'eau et au savon après contact. En cas de sensibilisation de la peau ou d'allergie connue à la résine de méthacrylate, cesser l'utilisation.
- La polymérisation peut être déclenchée par l'éclairage ambiant ou par la lumière du cabinet dentaire. Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.
- Contient des matériaux qui sont: hautement inflammables / sensibles à la lumière / irritants pour les yeux / irritants pour le système respiratoire et la peau / peuvent provoquer une sensibilisation par contact avec la peau. Pour le guide complet des symboles, voir le tableau.

COMPOSITION

Ingrédients essentiels	% en poids	Ingrédients essentiels	% en poids
Méthacrylates multifonctionnels	<30%	Acétone	<50%
Monomères multifonctionnels	<10%	Éthanol	<10%
Diméthacrylate d'uréthane	<10%	Accélérateur d'adhésif	<5%
Photo-initiateurs	<1%	Agent de remplissage	<1%

Prima 2000™

Agente de adhesion de un solo paso

Solo para uso dental profesional

ES INDICACIONES

- Adhesión directa de restauraciones de compuestos.
- Adhesión directa de la reconstrucción de muñones.
- Cementación adhesiva de coronas y puentes, tipo inlays y onlays.

PROPIEDADES

- Agente adhesivo de dentina y/o esmalte de quinta generación.
- Combina cebador y adhesivo en un solo componente para facilitar la aplicación.
- Compatible con todos los materiales de grabado dental habituales y tiene una adhesión excelente con la dentina y el esmalte.
- Compatible con todos los compuestos de autocurado o curado por luz, materiales de restauración de compómoro y cementos de resina compuesta disponibles en el mercado.
- Los estudios han demostrado que el Prima 2000 puede ofrecer una resistencia de adhesión al cizallamiento de más de 35 MPa para el esmalte grabado y una resistencia de adhesión al cizallamiento de más de 20 MPa para la dentina grabada.
- Las micrografías electrónicas de exploración indican que la aplicación del Prima 2000 forma una zona híbrida esencial con la dentina.
- Comercializado desde 1997 sin cambios en la fórmula. Y sin haber recibido ninguna queja relativa a problemas de salud o de rendimiento químico.

¡PRECAUCIONES!

- Requiere un revestimiento/base de hidróxido de calcio cuando se trabaja cerca de la pulpa!
- Contiene monómeros polimerizables que pueden causar dermatitis alérgica por contacto en personas susceptibles. Lávese bien con jabón y agua después del contacto. Si se produce una sensibilización de la piel o si existe una alergia conocida a la resina de metacrilato, interrumpa su uso.
- La polimerización puede dispararse mediante iluminación ambiente o lámpara para quirófano dental. Tape firmemente la botella tras el uso.
- Contiene sustancias que: son altamente inflamables/sensibles a la luz/irritantes para los ojos/irritantes para el sistema respiratorio y la piel/pueden causar sensibilización por contacto con la piel. Para obtener una guía completa de los símbolos, consulte la tabla.

COMPOSICIÓN

Ingrédients esenciales	% en peso	Ingrédients esenciales	% en peso
Metacrilatos multifunción	<30%	Acetona	<50%
Monómeros multifunción	<10%	Etanol	<10%
Dimetacrilato de uretano	<10%	Acelerador adhesivo	<5%
Fotoiniciadores	<1%	Relleno	<1%

Prima 2000™

Sistema adesivo monocomponente, auto-fotopolimerizable

Solo per uso odontoiatrico professionale

IT INDICAZIONI

- Adesione diretta di restauri in composito.
- Adesione diretta di ricostruzioni di monconi.
- Cementazione adesiva di corone e ponti, inlay e onlay.

PROPRIETÀ

- Sistema adesivo smalto-dentinale di 5ª generazione.
- Unisce primer e adesivo in un unico componente per una facile applicazione.
- Compatibile con tutti i materiali di mordenzatura dentale più comuni e offre alti valori di adesione sia alla dentina sia allo smalto.
- Compatibile con qualsiasi composito autopolimerizzante o fotopolimerizzante, materiali da restauro in compomero e cementi in resina composta disponibili sul mercato.
- Studi hanno dimostrato che Prima 2000 è in grado di offrire una forza adesiva superiore a 35 MPa allo smalto mordenzato e di oltre 20 MPa alla dentina mordenzata.
- Esami con il microscopio a scansione indicano che l'applicazione del Prima 2000 forma un'essenziale zona ibrida sulla dentina.
- Distribuito sul mercato fin dal 1997, sempre con la stessa formula. Non è mai stato oggetto di reclami per problemi relativi alla salute o alle prestazioni chimiche.

ATTENZIONE!

- È necessario usare una base/lineri di idrossido di calcio quando si lavora vicino alla polpa!
- Contiene monomeri polimerizzabili, che possono causare dermatiti allergiche da contatto in persone predisposte. In caso di contatto, lavare accuratamente con acqua e sapone. In caso di sensibilizzazione della pelle o di allergia nota a resina di metacrilato, interrompere l'uso.
- La polimerizzazione può essere innescata dall'illuminazione ambientale o dalla luce dell'ambulatorio dentistico. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.
- Contiene materiali che sono: altamente infiammabili/sensibili alla luce/irritanti per gli occhi/irritanti per le vie respiratorie e la pelle/possono causare sensibilità per contatto epidermico. Per l'elenco dei simboli completo, fare riferimento alla tabella.

COMPOSIZIONE

Componenti essenziali	% peso	Componenti essenziali	% peso
Metacrilati multifunzionali	<30%	Acetone	<50%
Monomeri multifunzionali	<10%	Etanolo	<10%
Uretano dimetacrilato	<10%	Acceleratore di adesivo	<5%
Fotoiniziatori	<1%	Filler	<1%

Prima 2000™

Agente de adeseão monofásico

Somente para uso profissional odontológico

PT INDICAÇÕES

- Adesão direta de restaurações de núcleos.
- Adesão Direta de Construção do Músculo.
- Cimentação adesiva de coroas e pontes, inlays e onlays.

PROPRIEDADES

- Agente de adesão de esmalte e/ou dentina de 5ª geração.
- Combina primer e adesivo em um único componente para fácil aplicação.
- Compatível com todos os materiais de condicionamento dentário e forma uma excelente adesão com dentina e esmalte.
- Compatível com qualquer composto fotopolimerizante ou autopolimerizante, materiais restauradores de compómoro e cimentos de resina composta disponíveis no mercado.
- Estudos demonstraram que o Prima 2000 pode fornecer mais de 35 MPa de força de adesão a esmalte condicionado e mais de 20 MPa de força de adesão a dentina condicionada.
- A digitalização de micrografos eletrônicos indica que a aplicação de Prima 2000 forma a área híbrida essencial com a dentina.
- No mercado desde 1997 sem alterações à fórmula. Nunca recebeu nenhuma reclamação por qualquer problema relacionado à saúde ou ao desempenho químico.

CUIDADO!

- Requer uma base/revestimento de hidróxido de cálcio quando se trabalha junto da polpa!
- Contém monómeros polimerizáveis que podem causar dermatite de contato alérgico em pessoas suscetíveis. Lavar abundantemente com água e sabão depois do contacto. Se ocorrer a sensibilização da pele ou se existir uma alergia conhecida ao metacrilato, deixar de usar.
- A polimerização poderá ser ativada pela luz ambiente ou luz operatória dentária. Fechar bem a garrafa após o uso.
- Contém materiais que: por serem altamente inflamáveis / sensíveis à luz / irritantes para os olhos / irritantes para o sistema respiratório e a pele / podem causar sensibilização em contacto com a pele. Para uma guia completa dos símbolos ver a tabela.

COMPOSIÇÃO

Ingrédientes essenciais	% em peso	Ingrédientes essenciais	% em peso
Metacrilatos multifuncionais	<30%	Acetona	<50%
Monómeros multifuncionais	<10%	Etanol	<10%
Dimetacrilato de uretano	<10%	Acelerador adesivo	<5%
Fotoiniciadores	<1%	Enchimento	<1%

CONTEÚDO DE ENCHIMENTO

O sistema de enchimento inclui: peso 0.5-1% ou volume 0.1-0.5%.

Prima 2000™

Einstufiger Haftvermittler

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

DE INDIKATIONEN

- Direkte Haftvermittlung bei Kompositrestauration.
- Direkte Haftvermittlung bei Pfostenaufbau.
- Adhäsive Zementierung von Kronen und Brücken, Inlays und Onlays.

EIGENSCHAFTEN

- Haftvermittler der 5. Generation für Dentin und/oder Zahnschmelz.
- Er stellt eine Kombination aus Primer und Haftmittel für einfache Anwendung dar.
- Er ist mit allen üblichen dentalen Altmaterialien kompatibel und sorgt für eine hervorragende Haftung an Dentin und Zahnschmelz.
- Er ist mit allenselbst-oderlichthärtenden Kompositen, Markt-Restaurationmaterialien und Komposit-Zementen kompatibel, die auf dem Komposit erhältlich sind.
- Studien haben gezeigt, dass Prima 2000 eine Scherhaftung von mehr als 35 MPa auf geätzttem Zahnschmelz und von mehr als 20 MPa auf geätzttem Dentin bieten kann.
- Auf rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen ist ersichtlich, dass durch die Anwendung von Prima 2000 die essentielle Hybridzone mit dem Dentin gebildet wird.

CONTENU DE L'AGENT DE REMPLISSAGE

Le système de remplissage comprend:
0,5-1% en poids ou 0,1-0,5% en volume.
La taille des particules des agents de remplissage varie: <6 um.

MODE D'EMPLOI

Préparation des dents:

Préparer la dent selon les exigences cliniques.

Mordançaço:

1. Mordancer la dentine pendant 5 à 10 secondes. Pour l'émail, mordancer pendant 20-30 secondes en utilisant Q-Etch pour l'émail et la dentine.
2. Rincer avec un jet d'eau sans huile pendant 5 à 10 secondes.
3. Éponger l'excès d'humidité de la surface. Vérifier que la surface ne présente pas d'humidité visible.

Application de Prima 2000:

1. Distribuer Prima 2000 directement sur un pinceau ou une micro-brosse en tenant l'embout du pinceau directement sous la buse de la bouteille inclinée.
2. Appliquer une quantité Prima 2000, laisser agir pendant 15 secondes.
3. Retirer les solvants avec un flux d'air doux pendant au moins 15 secondes ou jusqu'à ce qu'aucun mouvement visible de la résine ne soit constaté. Si la surface semble partiellement recouverte, appliquer du matériau supplémentaire et sécher à nouveau.
4. Reboucher hermétiquement la bouteille après utilisation.
5. Photopolymériser Prima 2000 pendant 20 secondes avec une unité de photopolymérisation.

Si la zone de rétention de la restauration se trouve principalement dans la dentine, appliquer une deuxième couche Prima 2000, éliminer immédiatement les solvants et photopolymériser pendant 20 secondes.

6. Pour les procédures inaccessibles à la lumière, Prima 2000 peut être autopolymérisé en utilisant Auto-Cure Activator. Mélanger un nombre égal de gouttes Prima 2000 et Auto-Cure Activator dans un puits de mélange propre et procéder à l'étape n° 2.

7. Restaurer avec une résine composite photopolymérisable ou autopolymérisable de son choix ou restaurer avec un ciment de résine composite.

CONSERVATION ET ELIMINATION

- Ne pas conserver à une température supérieure à 24 °C (75 °F).
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Pour une fraîcheur optimale, conserver au réfrigérateur.
- Ne pas congeler.

• Pour obtenir les documents SDS (Safety Data Sheets - Fiches de données de sécurité) et IFU (Instructions for Use - Mode d'emploi) visiter le site www.bjmlabs.com.

• Ne pas utiliser après la date d'expiration. Voir la date d'expiration sur l'étiquette.

• La durée de conservation est de 2 ans après la date de fabrication.

• Le produit vide peut être éliminé en toute sécurité après utilisation dans un conteneur à déchets ordinaire prévu à cet effet. Le produit ne nécessite pas d'instructions ou de précautions particulières pour son élimination et est sans danger pour l'environnement.

CONTENIDO DEL RELLENO

El sistema de relleno comprende:
0.5-1 en peso-% o 0.1-0.5 en volumen-%.
El tamaño de las partículas de las masillas es: <6 um.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del diente:

Prepare el diente de acuerdo con los requisitos clínicos.

Grabado:

1. Grabe la dentina durante 5-10 segundos. Para el esmalte, grabe durante 20-30 segundos con Q-Etch tanto para esmalte como para dentina.
2. Enjuague con un spray de agua sin aceite durante 5-10 segundos.
3. Seque el exceso de humedad de la superficie. Compruebe que la superficie no presente humedad visible.

Aplicación del Prima 2000:

1. Dispense el Prima 2000 directamente sobre un cepillo o un microcepillo, sosteniendo la punta del cepillo directamente debajo de la boquilla de la botella inclinada.
2. Aplique una gran cantidad de Prima 2000 y deje reposar durante 15 segundos.
3. Elimine los disolventes con un flujo de aire suave durante al menos 15 segundos o hasta que no se observe ningún movimiento visible de la resina. Si la superficie se muestra parcialmente cubierta, aplique más material.
4. Coloque firmemente el tapón en la botella tras el uso.
5. Cure mediante luz el Prima 2000 durante 20 segundos con una unidad de curado por luz.

Si el área de retención de la restauración se encuentra principalmente dentro de la dentina, aplique una segunda capa de Prima 2000, elimine los disolventes inmediatamente y cure mediante luz durante 20 segundos.

6. Para procedimientos de luz inaccesible, el Prima 2000 se puede autocurar utilizando el Auto-Cure Activator. Mezcle la misma cantidad de gotas de Prima 2000 y Auto-Cure Activator en un recipiente de mezcla limpio y continúe con el paso 2.

7. Restaurar con resina compuesta de curado por luz o autocurado de su elección o cemento de restauración con cemento de resina compuesta.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

- No almacenar a temperaturas superiores a 24 °C (75 °F).
- Conserve el producto en su embalaje original.
- Mantenga alejado de la luz solar.
- Para un frescor óptimo, manténgalo refrigerado.
- No congele el producto.
- Para obtener SDS o IFU, visite www.bjmlabs.com.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.
- La vida útil es de 2 años después de la fecha de fabricación.
- El producto vacío puede desecharse de forma segura después de su uso en un contenedor de desechos normal previsto. El producto no requiere instrucciones o precauciones especiales de eliminación y es inofensivo para el medio ambiente.

CONTENUTO DEL RIEMPIPTO

Il sistema del filler comprende:
peso 0,5-1% o volume 0,1-0,5%.
La dimensione delle particelle del filler varia: <6 um.

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione del dente:

Preparare il dente secondo i requisiti clinici.

Mordenzatura:

1. Mordenzare la dentina per 5-10 secondi. Per lo smalto, mordenzare per 20-30 secondi usando Q-Etch per smalto e dentina.
2. Risciacquare con uno spruzzo d'acqua priva d'olio per 5-10 secondi.
3. Asciugare l'umidità in eccesso dalla superficie. Verificare che non vi sia umidità visibile sulla superficie.

Applicazione del Prima 2000:

1. Distribuire Prima 2000 direttamente su un pennello o un pennellino tenendo la punta direttamente sotto all'ugello della bottiglia inclinata.
2. Applicare un'ampia quantità di Prima 2000 e lasciare agire per 15 secondi.
3. Rimuovere i solventi con un leggero flusso d'aria per almeno 15 secondi o finché non si nota alcun movimento visibile della resina. Se la superficie appare parzialmente rivestita, applicare altro materiale e asciugare di nuovo.
4. Richiudere bene la bottiglia dopo l'uso.
5. Fotopolimerizzare Prima 2000 per 20 secondi con un'unità di fotopolimerizzazione.

Se l'area di ritenzione del restauro si trova principalmente nella dentina, applicare un secondo strato di Prima 2000 Rimuovere i solventi immediatamente e fotopolimerizzare per 20 secondi.

6. Per procedure che rendono impossibile la fotopolimerizzazione, Prima 2000 può essere autopolimerizzato usando Auto-Cure Activator. Miscelare la stessa quantità di gocce di Prima 2000 e Auto-Cure Activator in un pozzetto per miscelazione pulito e procedere con il punto 2.

7. Ripristinare con una resina composta fotopolimerizzabile o autopolimerizzabile di propria scelta o un restauro in cemento con cemento a base resinosa composito.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

- Non conservare a una temperatura superiore a 24°C (75°F).
- Conservare il prodotto nella confezione originale.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Per una freschezza ottimale, conservare il prodotto in frigorifero.
- Non congelare.
- Per consultare

Single step bonding agent
 Agente de adesi6 monof6sico
 Produit de scellement en une seule 6tape
 Agente de adhesion de un solo paso
 Sistema adesivo monocomponente,
 auto-topolimenzabile

Agent de adesi6 monof6sico
 Einstufiger Haftvermittler
 Jednostopniowy 6rodek wi6z6cy
 Agent de lipe intr-o singur6 etap6
 Παράγοντας συγκόλλησης μονού σταδίου

Prima 2000™

Symbols used on packaging / Symboles utilis6s sur les emballages / S6mbolos utilizados en el embalaje / Simboli usati sulla confezione / S6mbolos usados na embalagem / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβολ6 που χρ6σιμοποιούνται στη συσκευασια

	Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Consultare le istruzioni d'uso / Consulte as instru6es de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposob uzycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Temperature limit / Limite de temp6rature / Limite de temperatura / Limiti di temperatura / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Granica / Limit6 de temperatur6 / Όριο θερμοκρασιας
	Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar seg6n la fecha / Data di scadenza / Data de validade / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatno6ci do uzycia / A se utiliza p6n6 la data de / Τελική ημερομηνία σφάλωσης
	Keep away from sunlight / Tenir 6 l'6cart de la lumi6re du soleil / Mantener alejado de la luz solar / Tener lontano dalla luce del sole / Manter af6st6d6 da luz solar / Von direktem Sonnenlicht fernhalten / Chroni6 przed s6wiatłem s6lonecznym / A se p6stra ferit de lumina soarelui / Διατηρείτε μακρι6 από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

	Irritant / Irritant / Irritante / Irritante / Irritante / Verursacht Reizungen / Drauzi6cy / Irritant / Ερεθιστικό
	Flammable / Inflammable / Inflammable / Inflammable / Inflamm6vel / Entz6ndlich / latwopalny / Inflammabil / Ε6φλεκτο
	Medical device / Dispositif m6dical / Dispositivo m6dico / Dispositivo medico / Dispositivo m6dico / Medizinprodukt / Wyrob medyczny / Dispositiv medical / Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Batch code / Code de lot / C6digo de lote / Codice lotto / C6digo de lote / Chargennummer / Kod partii / Codul lotului / Κωδικός παρτίδας
	Catalogue number / Num6ro de catalogue / N6mero de cat6logo / Numero di catalogo / N6mero de cat6logo / Katalognummer / Numer katalogowy / Num6r de catalog / Αριθμ6ς καταλόγου
	Authorized representative / Repr6sentant autoris6 / Representante autorizado / Rappresentante autorizzato / Reprezentante autorizado / Bevollm6chtigter Vertreter / Upravazniony predstavитель / Repr6zentant autorizat / Εξουσιοδοτημ6νος αντιπρ6σωπος

	Date of manufacture / Date de fabrication / Fecha de fabricaci6n / Data di produzione / Data de fabrica66o / Herstellungsdatum / Data produkcyj / Data fabricației / Ημερομηνία κατασκευής
	Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Produttore / Fabricante / Hersteller / Producent / Produc6tor / Κατασκευαστής
	Importer / Importateur / Importador / Importatore / Importador / Importeur / Importer / Importator / Εισαγωγέας

The Summary of Safety and Clinical Performance for this medical device can be found on the European database for medical devices (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) by searching the Basic UDI-DI number of this device 72901150510020094 and on www.bjmlabs.com/SSCP
 Le R6sum6 des caract6ristiques de s6curit6 et des performances cliniques de ce dispositif m6dical est disponible dans la base de donn6es europ6enne sur les dispositifs m6dicaux (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) en recherchant le num6ro UDI-DI de base de ce dispositif 72901150510020094 et sur www.bjmlabs.com/SSCP
 El resumen sobre seguridad y funcionamiento cl6nico de este producto sanitario puede consultarse en la base de datos europea de productos sanitarios (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) buscando el n6mero UDI-DI de b6sico de este producto 72901150510020094 y en www.bjmlabs.com/SSCP
 La Sintesi relativa alla Sicurezza e alla Prestazione Clinica di questo dispositivo medico 6 disponibile nella banca dati europea dei dispositivi medici (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) cercando il numero UDI-DI di base di questo dispositivo 72901150510020094 e sul sito www.bjmlabs.com/SSCP
 O Resumo de Seguran6a e Desempenho Cl6nico para este dispositivo m6dico pode ser encontrado na base de dados europeia para dispositivos m6dicos (https://

ec.europa.eu/tools/eudamed) pesquisando o n6mero UDI-DI b6sico deste dispositivo 72901150510020094 e em www.bjmlabs.com/SSCP
 Den Kurzbericht 6ber Sicherheit und klinische Leistung f6r dieses Medizinprodukt finden Sie in der europ6ischen Datenbank f6r Medizinprodukte (https://ec.europa.eu/tools/eudamed), indem Sie die Basis-UDI-DI-Nummer dieses Produkts 72901150510020094 suchen, sowie auf www.bjmlabs.com/SSCP
 Podsumowanie dotycz6ce bezpieczeŃstwa i skuteczno6ci klinicznej dla tego wyrobu medycznego moŹna znaleŹ w europejskiej bazie danych wyrob6w medycznych (https://ec.europa.eu/tools/eudamed), wyszukuj6c podstawowy numer UDI-DI tego urz6dzenia, 72901150510020094, oraz na stronie www.bjmlabs.com/SSCP
 Rezumatul privind siguranța și performanța clinică pentru acest dispozitiv medical poate fi găsit în baza de date europeană pentru dispozitive medicale (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) prin căutarea numărului de bază UDI-DI al acestui dispozitiv 72901150510020094 și pe www.bjmlabs.com/SSCP
 Μπορείτε να βρείτε την περίληψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των κλινικών επιδόσεων για το συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) αναζητώντας τον βασικό αριθμό UDI-DI αυτού του προϊόντος 72901150510020094 και στη διεύθυνση www.bjmlabs.com/SSCP



B.J.M. Laboratories Ltd.
 12 Hassadna St., Industrial Park,
 Or-Yehuda 6022011, Israel
 tel. 972-74-7000111, fax. 972-3-7353020
 info@bjmlabs.com, www.bjmlabs.com

Obelis S.A.
 Bd. G6n6ral Wahis, 53 B-1030 Brussels, Belgium
 tel. 32-27-325954, fax. 32-27-326003
 mail@obelis.net, www.obelis.net



F6llstoffgehalt

Das F6llstoffsystem enth6lt:
 0,5-1 Gew.-% oder 0,1-0,5 Vol.-%.
 Partikelgr66e der F6llstoffe: <6 μm.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zahnpr6paration:

Den Zahn den klinischen Anforderungen entsprechend vorbereiten.

6tzen:

- Das Dentin 5-10 Sekunden lang 6tzen. Zahnschmelz 20-30 Sekunden lang 6tzen. Sowohl f6r Zahnschmelz als auch f6r Dentin Q-Etch verwenden.
- 5-10 Sekunden lang mit 6ffreiem Wasser 6sp6len.
- 6bersch6ssige Feuchtigkeit an der Oberfl6che abtupfen. Sicherstellen, dass auf der Oberfl6che keine sichtbare Feuchtigkeit vorhanden ist.

Auftragen von Prima 2000:

- Prima 2000 direkt auf einen Pinsel oder eine Mikrob6rste geben, indem die Pinselspitze direkt unter die D6se der gekippten Flasche gehalten wird.
- Eine ausreichende Menge Prima 2000 auftragen und 15 Sekunden lang ruhen lassen.
- Die L6sungsmittel mit einem saftigen Luftstrom entfernen, und zwar mindestens 15 Sekunden lang oder bis keine sichtbare Bewegung des Harzes mehr zu bemerken ist. Wenn die Oberfl6che teilweise 6berzogen ist, zus6tzliches Material auftragen und erneut trocknen.
- Die Flasche nach dem Gebrauch wieder fest verschlie6en.

5. Prima 2000 20 Sekunden lang mit einem Lichth6rtungsger6t h6rten.

Falls der Retentionsbereich der Restauration haupts6chlich im Dentin liegt, eine zweite Schicht Prima 2000 auftragen, die L6sungsmittel sofort entfernen und 20 Sekunden lang die Lichth6rtung durchf6hren.

- Bei f6r Licht unzug6nglichen Verfahren kann die Selbsth6rtung von Prima 2000 unter Verwendung des Auto-Cure Aktivator durchgef6hrt werden. Die gleiche Anzahl von Tropfen Prima 2000 und Aktivator in einer sauberen Mischschale mischen und mit Schritt Nr. 2 fortf6hren.
- Mit Licht- oder selbsth6rtendem Kompositharz Ihrer Wahl oder mit Kompositzement restaurieren.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

- Nicht bei Temperaturen 6ber 24 °C (75 °F) aufbewahren.
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren.
- Von direktem Sonnenlicht fernhalten.
- F6r optimale Frische im K6hlschrank aufbewahren.
- Nicht einfrieren.
- Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und die Gebrauchsanleitung (IFU) k6nnen Sie auf der Website www.bjmlabs.com finden.
- Nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden. Siehe Verfalldatum auf dem Etikett.
- Die Mindesthaltbarkeit betr6gt 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
- Das leere Produkt kann nach Gebrauch in einem normalen, daf6r vorgesehenen Abfallbeh6lter sicher entsorgt werden. Das Produkt erfordert keine besonderen Entsorgungsanweisungen oder Vorsichtsma6nahmen und ist unsch6dlich f6r die Umwelt.

Prima 2000™

Jednostopniowy 6rodek wi6z6cy

Tylko do profesjonalnego uzytku stomatologicznego

PL WSKAZANIA

- Bezpośrednie wi6zanie uzupelnienie kompozytowych.
- Bezpośrednie wi6zanie przy odbudowie rdzenia.
- Cementowaniu adhezyjnym kor6n i most6w, wkł6d6w i nakł6d6w.

WŁAŚCIWOŚCI

- 6rodek wi6z6cy z6bin6 i/lub szkliwo 5. generacji.
- Dla ułatwienia nakładania, ł6czy podkl6d i klej w jeden skł6dnik.
- Kompatybilny ze wszystkim powszechnymi materiałami do wytrawiania i tworzy doskonale połącznienie z z6bin6 i szkliwem.
- Kompatybilny ze wszystkim kompozytami samoutwardzalnymi lub 6wiatłoutwardzalnymi, kompomerywnymi materiałami wypeelniowanymi oraz dost6pnymi na rynku cementami z żywic kompozytowych.
- Badania wykazały, 6 klej Prima 2000 zapewnia wytrzymał66 wi6zania na 6cinanie ponad 35 MPa w przypadku wytrawionego szkliwa i ponad 20 MPa w przypadku wytrawionej z6bin6.
- Skaningowe mikrografy elektronowe wskazuj6, Źe nałożona warstwa Prima 2000 tworzy niezb6dn6 stref6 hybrydow6 z z6bin6.
- Dost6pny na rynku od 1997 bez zmian w recepturze. Nie wpłynęły Źadne skargi dotycz6ce jakichkolwiek problem6w zdrowotnych lub zwi6zanych z działaniem substancji chemicznych.

PRZESTROGA!

- Wymaga zastosowania podkl6du/bazy z wodorotlenku wapnia przy pracy w pobliŹu mi6zzi!
- Zawiera polimeryzowalne monomery, kt6re mog6 powodowa6 alergiczne kontaktowe zapalenie sk6ry u podatnych os6b. W przypadku kontaktu przepłukać duŹ6 ilości6 wody z mydłem. Je6li wyst6pi podrażnienie sk6ry lub występn6 znana alergia na żywicę metakrylanow6, przerwa6 stosowanie.
- Polimeryzacj6 moŹna wywołać przez o6wietlenie o6cienienia lub 6wiatła gabinetu stomatologicznego. Po uŹyciu szczelnie zamkn6ć butelk6.
- Zawiera materiały, kt6re: s6 wysoce łatwopalne / wraŹliwe na 6wiatło / działuj6 draŹni6co na oczy/działuj6 draŹni6co na drogi oddechowe i sk6r6/mog6 powodowa6 uczulenie w kontakcie ze sk6r6. Pełna instrukcja symboli znajduj6 si6 w tabeli.

SKŁAD

Podstawowe skł6dniki	% masy	Podstawowe skł6dniki	% masy
Wielofunkcyjne metakrylany	<30%	Aceton	<50%
Wielofunkcyjne monomery	<10%	Etanol	<10%
Dimetakrylan uretanu	<10%	Przyspieszacz klejenia	<5%
Fotoinicjatory	<1%	Wypełniacz	<1%

ZAWARTOŚĆ WYPEŁNIACZA

System wypełniacza skł6da si6 z:
 0,5-1% w6gowych lub 0,1-0,5% obj6to6ciowych.
 Wielko6ć cz6stek wypełniaczy waŹa si6 w granicach: <6 μm.

SPOS6B UŹYCIA

Przygotowanie z6ba:

Przygotować z6b zgodnie z wymaganiami klinicznymi.

Wytrawianie:

- Wytrawiać z6bin6 przez 5-10 sekund. W przypadku szkliwa, wytrawiać przez 20-30 sekund, uŹywaj6c preparatu Q-Etch zar6wno do szkliwa jak i z6bin6.
- Płukać przez 5-10 sekund bezwzgl6dow6 wod6 w sprayu.
- Usun6ć nadmiar wilgoci z powierzchni. Sprawdzić, czy na powierzchni nie widać wilgoci.

Nakładanie kleju Prima 2000:

- Dozować klej Prima 2000 bezpo6rednio na p6dcelek lub mikro-p6dcelek, trzymaj6c koŹc6wk6 p6dzelka bezpo6rednio pod otworem przechyln6j butelki.
- Nuszc6 wystarczaj6c6 ilości6 Prima 2000, pozostawiać na 15 sekund bez dotykania.
- Usun6ć rozpuszczalniki 6godnym strumieniem powietrza przez co najmniej 15 sekund lub do momentu, gdy nie b6dzie widać Źadnego ruchu Źywicy. Je6li powierzchnia wygl6da na pokryt6 cz66ciowo, nał6Źyć dodatkowych materiał i ponownie wysuszyć.
- Po uŹyciu szczelnie zamkn6ć butelk6.
- Utwardzać 6wiatłem Prima 2000 przez 20 sekund za pomoc6 urz6dzenia do utwardzania 6wiatłem.
- JeŹeli obszar retencji uzupelnienia znajduj6 si6 gł6wnie w z6binie, naleŹy nał6Źyć drug6 warstw6 kleju Prima 2000, natychmiast usun6ć rozpuszczalniki utwardzać 6wiatłem przez 20 sekund.
- W przypadku procedur niedost6pn6ch dla 6wiatła, klej Prima 2000 moŹna być samoutwardzalny przy uŹyciu aktywn6ch Auto-Cure Activator. Wymiesz6 r6wn6 ilo66 kropli kleju Prima 2000 i Auto-Cure Activator w czystej misce i przej6ć do kroku nr 2.
- Odbudować przy uŹyciu 6wiatłoutwardzalnej lub samowytwardzaj6cej Źywicy kompozytyw6j wedł6g własnego wyboru lub budowy cementowej przy uŹyciu cementu z Źywicy kompozytyw6j.

PRZECHOWYWANIE I LIKWIDACJA

- Nie przechowywać w temperaturze powyŹej 24°C (75°F).
- Produkt naleŹy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed 6wiatłem s6lonecznym.
- Aby zachować optymaln6 ŹwieŹo66, przechowywać w lod6wce.
- Nie zamraŹać.
- Aby otrzymać Kart6 Charakterystyki lub Instrukcj6 Zastosowania, prosimy odwiedzić www.bjmlabs.com.
- Nie uŹywać po upływie daty waŹno6ci. Sprawdzić dat6 waŹno6ci na etykietce.
- Okres trwało6ci 2 lata od daty produkcji.
- Pusty produkt moŹna bezpiecznie usun6ć u Źyciu do przeznaczonego do tego celu pojemnika na zwykłe odpady. Produkt nie wymaga specjalnych instrukcji ani 6rodk6w ostroŹno6ci zwi6zanych z likwidacj6 usuwaniu i jest nieszkodliwy dla 6rodowiska.

CONTINUTUL MATERIALULUI DE UMLUTURĂ

Sistemul de materiale de umplere include:
 0,5-1 greutate-% sau 0,1-0,5 volum-%.
 Dimensiunea particulelor din materialele de umplutură variază: <6 μm.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea dintelui:

Pregătiți dintele în conformitate cu cerințele clinice.

Gravare:

- Gravați dentina timp de 5-10 secunde. Pentru smalț, gravați timp de 20-30 de secunde utilizând Q-Etch atât pentru smalț, cât și pentru dentină.
- Clătiți cu un jet de apă fără ulei timp de 5-10 secunde.
- Uscați excesul de umiditate de pe suprafață. Asigurați-vă că suprafața nu prezintă umiditate vizibilă.

Aplicarea Prima 2000:

- Distribuiți Prima 2000 direct pe o pensulă sau pe o micro-perie, ținând v6rful pensulei direct sub duza flaconului inclinat.
- Aplicați cu cantitate amplă de Prima 2000, l6sați s6 acționeze timp de 15 secunde.
- Îndepărtați solvenții cu ajutorul unui flux de aer ușor timp de cel puțin 15 secunde sau p6n6 c6nd nu se observ6 nicio mișcare vizibilă a r6șinii. Dac6 suprafața pare parțial acoperită, aplicați material suplimentar și uscați din nou.
- Dup6 utilizare, închideți bine flaconul.
- Fotopolimerizați Prima 2000 timp de 20 de secunde cu o unitate de fotopolimerizare. Dac6 zona de retenție a restaurării se afl6 în principal în dentină, aplicați un al doilea strat de Prima 2000, îndepărtați solvenții imediat și fotopolimerizați timp de 20 de secunde.
- Pentru procedurile fără acces la lumină, Prima 2000 poate fi autopolimerizat prin utilizarea Auto-Cure Activator. Amestecați un num6r egal de picături de Prima 2000 și de Auto-Cure Activator într-un godeu de amestecare curat și treceți la pasul nr. 2.
- Restaurați cu r6șin6 compozit6 fotopolimerizabil6 sau autopolimerizabil6 la alegere sau restaurare cu ciment pe baz6 de r6șin6 compozit6.

DEPOZITARE ȘI ELIMINARE

- Nu depozitați la temperaturi mai mari de 24°C (75°F).
- Păstrați produsul în ambalaj original.
- Păstrați departe de lumina directă a soarelui.
- Pentru prospectime optimă, păstrați la frigider.
- Nu congelați.
- Pentru a obține fișele tehnice de securitate (FTS) sau Instrucțiunile de utilizare (IU), accesați www.bjmlabs.com.
- Nu utilizați dup6 data expirării. Consultați data de expirare de pe etichetă.
- Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data fabricației.
- Dup6 utilizare, produsul goit poate fi eliminat în conformitate de siguranță într-un container obișnuit pentru deșeurii. Produsul nu necesită instrucțiuni sau precauții speciale de eliminare și este inofensiv pentru mediu.

Prima 2000™

Παράγοντας συγκόλλησης μονού σταδίου

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση

EL ENΔΕΙΞΕΙΣ

- Άμεση συγκόλληση σύνθετων αποκαταστάσεων.
- Άμεση συγκόλληση για αναστοχαστικά κολλώματα.
- Συγκόλληση για στεφάνες και γέφυρες, 6νθητα και επ6νθητα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Παράγοντας συγκόλλησης 6ης γενιάς για την οδοντίνη και/ή την αδερμάντινη.
- Συνδ6pny na την ενεργοποιητή και το συγκολλητικό σε 6να μόνo συστατικό για ευκόλη εφαρμογή.
- Είναι συμβατό με 6λα τα οδοντιατρικά υλικά αδρποποίησης και σχηματίζει μια εξαιρετική συγκόλληση τόσο με την οδοντίνη όσο και με την αδερμάντινη.
- Είναι συμβατό με οποιαδήποτε αυτοσκληρυνόμενη ή φωτοσκληρυνόμενη σύνθετη ρητίνη, υλικά αποκατάστασης compomer και κόνια σύνθετης ρητίνης που διατίθενται στο 6μ6ριο.
- Μελέτες 6χουν αποδείξει 6τι το Prima 2000 μπορεί να προσφέρει διατηρητική αντοχή συγκόλλησης μεγαλύτερη από 35 MPa για την αδρποποιημένη αδερμάντινη και μεγαλύτερη από 20 MPa για την αδρποποιημένη οδοντίνη.
- Οι μικρογραφίες με ηλεκτρονική 6σραση δείχνουν 6τι η εφαρμογή του Prima 2000 σχηματίζει τη βασική υβριδική ζώνη με την οδοντίνη.
- Κυκλοφορεί στην αγορά από το 1997 χωρίς αλλαγές στη σύνθεση. Δεν 6χουν ληφθεί παράπονα για τυχόν προβλήματα ανεμίας ή χημικής αποδ6ωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Απαιτείται η χρήση εν6ς ουδ6τερου στρώματος/μιας β6σης από υδροξείδιο του ασβεστίου για τις εργασίες που πραγματοποιούνται κοντά στον πολφ6!
- Περιέχει πολυμεριζ6μενα μονομερή τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα εŹ επαφής σε ευπαθή 6τρωμα. Πλύνετε σχολαστικά με σαπούνι και νερό μετά την επαφή. Αν παρουσιαστεί ευαισθητοποίηση του δ6ρματος ή αν υπάρχει γνωστή αλλεργία στα μετακρυλικ6 ρητιν6, διακοπείτε τη χρήση.
- Ο πολυμερισμός μπορεί να πυροδοτηθεί από τον φωσκαλιού μετά τη χρήση.
- Περιέχει υλικά τα οποία: είναι εξαιρετικά 6φλεκτα / φωτοεαυαίσθητα / ερεθίζουν τα μάτια / ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα και το 6δρμα / μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δ6ρμα. Για την πλήρη 6δοση των συμβ6λων, δείτε τον πίνακα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Βασικά συστατικά	% β6ρος.	Βασικά συστατικά	% β6ρος.
Πολυεπιτορυγκές μεθ6ακυλικές εν6σεις	<30%	Άκετόνη	<50%
Πολυεπιτορυγκ6 μονομερή	<10%	Αιθαν6λη	<10%
Διμεθακρυλική ουρεθ6νη	<10%	Επιταχυντής συγκόλλησης	<5%
Φωτοινιτιατορι	<1%	Υλικό πολυρ6ωσης	<1%

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το σ6στημα ενίχυσης περιλαμβάνει:
 0,5-1% κατά β6ρος ή 0,1-0,5% κατά 6γκo.
 Το μ6γεθος των σωματιδίων των ενισχυτικών κυμαίνεται: <6 μm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία δοντιού:

Προετοιμάστε το δόντι σύμφωνα με τις κλινικές απαιτήσεις.

Αδρποποίηση:

- Αδρποποιήστε την οδοντίνη για 5-10 δευτερόλεπτα. Για την αδερμάντινη, αδρποποιήστε για 20-30 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το Q-Etch τόσο για την αδερμάντινη όσο και την οδοντίνη.
- Ξεπλύνετε με ψεκασιό νερού χωρής 6λια για 5-10 δευτερόλεπτα.
- Στεγνώστε με υπερβολική υγρασία από την επιφάνεια. Βεβαιωθείτε 6τι η επιφάνεια δεν 6χει ορατή υγρασία.

Εφαρμογή του Prima 2000:

- Διανέμετε το Prima 2000 απευθείας πάνω σε μια βούρτσα ή μικροβούρτσα κρατώντας το άκρο της τελευταίας ακριβώς κάτω από το στόμιο της γεμμένης φιάλης.
- Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα του Prima 2000 και αφήστε το να δράσει για 15 δευτερόλεπτα.
- Αφαιρέστε το υπόλειμμα με ένα ήπιον ρεομα αέρα το οποίο ορατά στον 15 δευτερόλεπτα ή μέχρι να μην παρατηρήσει ορατή κίνηση της ρητίνης. Αν η επιφάνεια φαίνεται μερικώς επικαλυμμένη, εφαρμόστε προσθετο κόνια και 6ρηνάτε εκ νέου.
- Κλείστε καλά το άκρο του πομποκαλιού μετά τη χρήση.
- Με μια μονόδα φωτοσκληρυνσης εκτελέστε τη φωτοσκληρυνση του Prima 2000 για 20 δευτερόλεπτα. Εάν η περιοχή αδρποποίησης της αποκατάστασης βρίσκεται κυρίως εν6ς της οδοντίνης, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του συγκολλητικού Prima 2000, αφαιρέστε αμέσως τους διαλύτες και εκτελέστε φωτοσκληρυνση για 20 δευτερόλεπτα.
- Για εργασίες όπου δεν μπορεί να γίνει φωτοσκληρυνση, το Prima 2000 μπορεί να υποστεί αυτοσκληρυνση με τη χρήση του ενεργοποιητή Auto-Cure Activator. Αναμείξτε το ισοαριθμ6 σταγονίων του Prima 2000 και του ενεργοποιητή Activator σε 6να καθαρό δοχείο ανάμειξης και ανακατέψτε στο βήμα νοόμερο 2.
- Αποκαταστήστε με φωτοσκληρυνόμενη ή αυτοσκληρυνόμενη σύνθετη ρητίνη της επιλογής σας ή αποκατάσταση κόνια με κόνια σύνθετης ρητίνης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΙΠΜΑΤΩΝ

- Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες πάνω από 24 °C (75°F).
- Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική συσκευασία.
- Διατηρείτε μακρι6 από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Για να είναι πάντα φρέσκο, φυλάσσετε το στο ψυγείο.
- Μην το καταψύχετε.
- Για τα 6ελτία SDS ή IFU, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.bjmlabs.com.
- Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης της ετικέτας.
- Η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής.
- Το 6δειο προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια μετά τη χρήση σε 6να κατάλληλο αποβλήτων. Το προϊόν δεν απαιτεί ειδικές οδηγίες απορρίψης ή αποβλήτους και είναι αβλαβές για το περιβάλλον.